



ALKOL BAZLI SIVI EL DEZENFEKTANI

WTR HANDDES 75 NEDİR?

WTR HANDDES 75, El Dezenfektanı olarak formüle edilmiş alkol bazlı üründür.

KULLANIM ALANLARI

WTR HANDDES 75, biyosidal ürün olup, el dezenfektanı olarak kullanılır.

KİMYASAL YAPISI

WTR HANDDES 75 alkol karışımıdır.

ÖZELLİKLERİ

WTR HANDDES 75, Eller ve Cilt için parfüm içermeyen bir dezenfektandır. Formülünde sentetik koku içermediği için koku kaynaklı alerjenleri içermez. Ciltte hassasiyet ve tahrişe neden olmaz. Bakteri, Fungus ve Virüs etkilidir. Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonunda kullanılır.

KULLANIM TİPİ

Evsel ve Profesyonel kullanıma uygundur. Ürün TİP 1 – El Dezenfektanı

KULLANIM ŞEKLİ

Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonu için, 3ml WTR HANDDES 75 el içerisine alınır, ovalanarak ellere iyice yayılması sağlanır. Bakteri ve mantarlar için 60 saniye, virüsler için 2 dakika temas süresi kadar beklenir.

MİKROBİYOLOJİK AKTİVİTE

NANOLAB Laboratuvarlar Grubu tarafından yapılan analizler sonucunda;

Bakteri

1) Umumi ve kişisel alan için 23.08.2021 tarihli ve T21-3602 sayılı etkinlik test raporuna göre; S.aureus ATCC 6538; P.aeruginosa ATCC 15442; E.coli K12 NCTC 10538; E.hirae ATCC 10541 suşlarına 1 dk temas süresinde etkindir.

2) Medikal alan için 24.05.2022 tarihli ve T22-1744 sayılı etkinlik test raporuna göre; S.aureus ATCC 6538; P.aeruginosa ATCC 15442; E.coli K12 NCTC 10538; E.hirae ATCC 10541 suşlarına 1 dk temas süresinde etkindir.

Fungus

1) Umumi ve kişisel alan için 23.08.2021 tarihli ve T21-3604 sayılı etkinlik test raporuna göre; C.albicans ATCC 10231 suşuna 1 dk temas süresinde etkindir.

2) Medikal alan için 24.05.2022 tarihli ve T22-1743 sayılı etkinlik test raporuna göre; C.albicans ATCC 10231 suşuna 1 dk temas süresinde etkindir.

Virüs

Umumi ve kişisel-Medikal alan için 24.09.2021 tarihli ve T21-3603 sayılı etkinlik test raporuna göre; Poliovirus Type 1, LSc-2ab; Adenovirus Type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5; Murine norovirus, strain S99 Berlin, Vaccinia virus Ankara (MVA), ATCC VR-1508 suşlarına 2 dk temas süresinde etkindir.

Chemila Mikrobiyolojik Lab. Test Raporu D162-2/ 2013, D162-1 / 2013 Standart kullanım için uygulanan WTR Waterlife Handdes 75, BVDV ve Vaccinia Virüslerine karşı virusidal bir etkiye sahiptir.-30 sn. Chemila Mikrobiyolojik Lab. TestRaporu S336/2021, WTR HANDDES 75 EN 1500:2013 standardı koşulları altında tıbbi hijyenik el hijyen ürünü olarak kullanılmaya uygun görülmüştür.-30 sn.

DOZAJ

Kullanıma hazır üründür. 3ml WTR HANDDES 75 doğrudan ele uygula

İLGİLİ MEVZUAT BİLGİLERİ

T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 30.06.2022 tarih ve 2022/52 sayılı izni ile üretilmiştir. Ürün Tipi 1 EL DEZENFEKTANI.

İÇERİK

Etil Alkol, 2-Propanol

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm : Sıvı

Koku : Karakteristik

Yoğunluk : 0,86 ± 0,1

SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru, serin ve havalandırılmalı yerde depolayınız. Doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Ürün orijinal ambalajında saklanmalıdır. Başka kimyasallarla karıştırmayınız.

RAF ÖMRÜ

Uygun saklama koşulları altında raf ömrü 2 yıldır.

AMBALAJ

100ml- 500ml- 1L -5L -10L
- 20L- 25L - 30L

UYARILAR

Göz ile temasından kaçının. Göz temasında bol suyla yıkayın. Kolay alevlenir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Direkt açık alev yada sıcak zeminlerden uzak tutunuz.

NOT

Daha detaylı bilgi için ürün MSDS'ine bakınız.

BİLGİLENDİRME

Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından belirtilen şekilde kullanıldığını varsaymaktadır. Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar tarafımızdan kabul edilemez.